

PROTOCOL DE UTILIZARE A DEZINFECTANTELOR

2022

<i>PRODUS</i>	<i>SPECTRUL DE ACTIVITATE</i>	<i>SCOP</i>	<i>MOD DE UTILIZARE</i>	<i>CONCENTRATII /TIMP DE ACTIUNE</i>
HEXY SPRAY	DEZINFECTANT PRIN PULVERIZARE	DEZINFECTIA RAPIDA A SUPRAFETELOR, MATERIAL MEDICAL, DEZINFECTIA RAPIDA A AEROMICRO-FLOREI	SUPRAFETELE SA FIE CURATE CONSUM MEDIU: 20ML/M2	PRODUS GATA DE UTILIZARE TIMP DE EXPUNERE: 5 MINUTE
ANIOSYME XL3	DETERGENT DEZINFECTANT TRI-ENZIMATIC (PREDEZINFECTIE)	CURATARE SI DEZINFECTIE INSTRUMENTAR	PRE –DEZINFECTIE INSTRUMENTAR VALABILA 24 ORE TUBERCULOCID	DILUTIE 0,5% -25ML/5L APA RECE SAU CALDA DILUTIE 2% -100ML/5L APA TUBERCULOCID TIMP DE IMERSIE: 15 MINUTE
SEKUSEPT ACTIV	DEZINFECTANT DE NIVEL INALT/ STERILIZANT LA RECE	DECONTAMINANT DE NIVEL INALT/ STERILIZARE MAT. CHIRURGICAL ENDOSCOAPE, MAT. TERMOSENSIBILE.	CURATARE-DEZINFECTIE INSTRUMENTAR VALABIL 24 ORE	DILUTIE 4% , -40 g/1L apa TIMP DE IMERSIE: 15 MINUTE DILUTIE 3% , -30 g/1L apa TIMP DE IMERSIE: 30 MINUTE
OXIDICE AIR b	DEZINFECTANT DE CONTACT DE NIVEL INALT	DEZINFECTIA AEROMICROFLOREI SUPRAFETELOR, DISPOZITIVELOR MEDICALE PE CALE AERIANA	BACTERICID, FUNGICID, VIRUCID, MICOBACTERICID, SPORICID	PREPARAT GATA DE UTILIZARE (RTU) PRIN NEBULIZARE 4 ML/MC PRIN STERGERE
ASEPTANIOS AD	DEZINFECTANT DE CONTACT DE NIVEL INALT	DEZINFECTIA AEROMICROFLOREI SUPRAFETELOR, DISPOZITIVELOR MEDICALE PE CALE AERIANA	BACTERICID, FUNGICID, VIRUCID, MICOBACTERICID, SPORICID	PREPARAT GATA DE UTILIZARE (RTU) PRIN NEBULIZARE 7 ML/MC PRIN STERGERE
ANIOS OXY'FLOOR	DEZINFECTANT DE NIVEL INALT	DEZINFECTIE SUPRAFETE (PARDO-SELI SI ALTE SUPRAFETE) PRIN STERGERE SI PULVERIZARE	STABILITATEA BAII DE LUCRU: 24 ORE BACTERICID, FUNGICID, VIRUCID, TUBERCULOCID, SPORICID PRIN STERGERE SI PULVERIZARE	DILUTIE 0,5% (25G/5L APA) TIMP DE CONTACT : 60 MIN DILUTIE 2% (100G/5L APA) TIMP DE CONTACT: 15 MIN

SURFANIOS PREMIUM	DEZINFECTANT DETERGENT DE NIVEL MEDIU, TP2, TP4	DEZINFECTAREA SI CURATAREA PAVIMENTELOR, PERETILOR, INCLUSIV INCAPERI NOU NASCUTI, MAT. MEDICALE, VESELA	BACTERICID, FUNGICID, VIRUCID, TUBERCULOCID	DILUTIE 0.5% (40ML/8L APA RECE SAU CALDA) TIMP DE CONTACT: 60 MIN
CLOROM	TABLETE CLORIGENE , TP2, TP4	DEZINFECTIA SUPRAFETELOR GRUPURI SANITARE, VESELA, ETC.	SOLUTIILE VOR FI PREPARATE IN ZIUA FOLOSIRII	3 TABLETE/10 LITRI APA SOLUTIA DE LUCRU ESTE VALABILA 12 ORE
PROMANUM PURE	DEZINFECTANT RAPID LICHID	DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR		- DEZINFECTIA IGIENICA- 3 ML TIMP 30 SEC. - DEZINFECTIA CHIRURGICALA: 3ML, TIMP DE 60 SECUNDE

**Coord. CPIAAM
DR. LAITIN SORINA**